

## Rękawy papierowo-foliowe płaskie i z fałdą - ISO 11607, CE ze wskaźnikami do sterylizacji parą, gazem EO i formaldehydem

Rękawy papierowo-foliowe są idealnym opakowaniem dla większych instrumentów. Mocny papier do sterylizacji (70g/m<sup>2</sup>) jest skuteczną barierą dla drobnoustrojów, przepuszczając jednocześnie powietrze, parę i gazy powstające podczas procesu sterylizacji. Wskaźniki do sterylizacji parą, gazem EO i formaldehydem nadrukowane są na szwie bocznym.

Należy ucinać rękaw z 3-4 cm zapasem na zgrzew dolny i górny. Przy zgrzewaniu części górnej musi zostać ok. 3 cm folii, która będzie służyła do otwierania powstałej torebki. Proszę napełniać ¾ objętości opakowania.



### Rękawy papierowo-foliowe płaskie - długość: 200 m

Nr artykułu	Szerokość w cm	Sztuk w opak.
3FKFS230102	5	6
3FKFS230104	7,5	4
3FKFS230106	10	3
3FKFS230108	12,5	2
3FKFS230110	15	2
3FKFS230112	20	2
3FKFS230114	25	2
3FKFS230116	30	1
3FKFS230118	38	1
3FKFS230120	42	1

### Rękawy papierowo-foliowe z fałdą - długość: 100 m

Nr artykułu	Szerokość w cm	Sztuk w opak.
3FKSS230204	7,5 x 2,5	4
3FKSS230206	10 x 5,0	3
3FKSS230210	15 x 5,0	2
3FKSS230212	20 x 5,0	2
3FKSS230214	25 x 6,5	2
3FKSS230216	30 x 6,5	1
3FKSS230218	38 x 8,0	1