

Taśmy ze wskaźnikami i do zamykania

Taśmy ze wskaźnikami i do zamykania stosuje się, podczas sterylizacji, do wszelakich opakowań na wiele sposobów. Z koloru wskaźnika wynika, czy proces sterylizacji przebiegł prawidłowo. Przy pakowaniu towaru do sterylizacji we włókninę lub papier krepowy wystarczy do zamknięcia już ok. 5 centymetrowy pasek.

Taśma koloru niebieskiego służy do pakowania we włókninę, natomiast taśma beżowa przeznaczona jest do opakowań z papieru krepowego.

Wszystkie taśmy można opisać, proszę używać do tego nietoksycznych i odpornych na sterylizację wkładów!

Uwaga: Na przedmiotach z metalu jak np. kontenery do sterylizacji mogą pozostać ślady po kleju.



Taśma klejąca wskaźnikowa

Nr artykułu	Opis	Sztuk w opak.
3FKLB410102	19 mm / 50 m, ze wskaźnikiem do sterylizacji parą	48
3FKLB410104	25 mm / 50 m, ze wskaźnikiem do sterylizacji parą	36
3FKLB410106	19 mm / 50 m, ze wskaźnikiem do sterylizacji parą, mocno klejąca, niebieska	48
3FKLB410108	19 mm / 50 mm, ze wskaźnikiem do sterylizacji gazem EO	48
3FKLB410110	25 mm / 25 m, do sterylizacji plazmowej	12
3FKLB410112	19 mm / 50 m, do sterylizacji gorącym i suchym powietrzem	48

Taśma zamykająca bez wskaźnika

Nr artykułu	Opis	Sztuk w opak.
3FKLB410202	19 mm / 50 m	48
3FKLB410204	25 mm / 50 m	36
3FKLB410206	50 mm / 50 m	24
3FKLB410208	19 mm / 50 m, mocno klejąca, niebieska	48

Stojak do taśm

Nr artykułu	Opis	Sztuk w opak.
3FSZB410302	Stojak do taśm Kolor: niebieski (z metalu)	1